

Kindermieder

nach Dr. med. Arnd Bünemann

Artikel: Kindermieder



Artikel: Kindermieder



Ähnlich dem bewährten 2/3 Mieder wurde das Kindermieder aufgebaut. Hautfreundlicher fester Baumwollstoff im Leib- und Rückenteil mit seitlichen Gummibahnen geben dem Kindermieder Stützkraft ohne einzuschnüren. Die Wirbelsäule wird von 2 eingearbeiteten Stäben im Rückenteil entlastet. Der Klettverschluß vorn lässt sich leicht schließen und öffnen. Das Mieder kann dadurch leicht an – und ausgezogen werden. Auf Wunsch ist es möglich, das Kindermieder noch fester oder elastischer zu arbeiten. Bei sehr hohen Vorder- und Rücklängen und breiten Trägern wird der Leib mit eingeschlossen, es kann daher als Mieder getragen werden.

Beschreibung/Funktion:

- fester hautfreundlicher Baumwollstoff im Leib- und Rückenteil
- 2 feste Stäbe im Rücken
- leicht verstellbare Klettverschlüsse vorn
- halbfertig zur Anprobe - mit offenen Nähten nach außen.

Indikation:

- Kindliche Wirbelsäuleninstabilität, insbesondere im Lumbalbereich, durch Spondylolisthesen oder Pseudospondylolisthesen bedingt. Zur Stabilisation des Rumpfes während einer konstatativen-physiotherapeutischen Therapie, in der prä- und postoperativen Phase bei Spondylodesen.
- Instabilität durch Pseudospondylolisthesen bei Adipositas, (z.B. Prader-Willy-Syndrom)
- Hypotone Muskelerkrankung mit Befall der paravertebralen Muskulatur mit nachfolgenden Instabilitäten.
- Mittelgradige Skoliose.
- Abstützung bei kindlichen vertebraalen Frakturen, zur konservativen Therapie sowie zur Nachbehandlung nach operativer Versorgung.

Farben/Besonderes:

Lieferbar in der Farbe: **bunt**
Bei bunten Stoffen kann die Farbe und das Motiv wechseln. Bitte Rücksprache.

Sonderwünsche: (Beispiele)

- Klette seitlich
- Haken und Ösen mit Schnürungen
- Leibstütze mit Klettverschlüssen
- Pelotte
- Flausch im Rücken
- Träger (Trägerbreite in cm angeben)
- Für höhere Bequemlichkeit statt Elastinovagummi auch Tüllgummi doppelt möglich (Bitte Rücksprache)